

ECG Stamkabels en Leadwires



Uitgebreid programma van ECG stamkabels en leadwires

Mogelijkheden:

A. Vervanging van origineel

Vervanging van het originele product door een hoogwaardige stamkabel met identieke (lead)connector.

Één op één vervanging van het origineel.

- Leadconnector voor o.a. AAMI, Multi-Link, True-Link, 300-series, etcetera



B. Vervanging van origineel product door universeel toepasbaar systeem

De leadconnector is een IP-connectie, welke volledige uitwisseling mogelijk maakt.

Voordelen:

- Één type leadconnector, dus universele aansluiting voor leadwires op stamkabels ongeacht merk / type monitor
- Tijdsbesparing door slechts los en opnieuw aankoppelen van één connectie
- Leads per stuk te vervangen

C. Monoblocks

Monitorkabel en leadwireset bestaan uit één geheel, geen leadconnector.

Voordelen:

- Minder storingsgevoelig
- Lagere overgangswaerstand

Technische Specificaties:

High Frequency:	Een aantal typen zijn ook met HF-filter leverbaar
Soorten aansluitingen:	Snap, Clip en Banana
Diverse uitvoeringen:	3, 5 of 10 leads

Voor informatie over de keuze van de juiste stamkabel en/of leadwire kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com