

Monitoren

Divers programma aan monitoren: CO_2 – O_2 – SpO_2 – ECG - NIBP

CO_2 :

Draagbare capnometer voor CO_2 .

- Alarm grens is vrij programmeerbaar over de gehele meetrange
- In geval van apneu's is er een signaal op het display
- Tot 3 uur werkend op batterijen
- Ook geschikt voor een geïntubeerde patiënt
- Menu in diverse talen

CapnoQuant 9040



O_2 :

Zuurstof concentratie monitor.

- Zeer compact
- Duidelijk afleesbaar
- Zowel visueel als audio-sigitaal
- Automatische of handmatige alarminstellingen

OxiQuant MC



O_2 :

Spotcheck zuurstofmeter.

- Snelle detectie
- Eenvoudige bediening
- Makkelijk aan te sluiten op uitgang van o.a. een flowmeter, O_2 concentrator, etcetera

OxiQuant S



SpO_2 :

Ambulante SpO_2 meter.

- Snelle respons
- Eenvoudig in gebruik
- Zeer robuust
- Geschikt voor neonaten tot volwassen
- Hygiënisch: eenvoudig te reinigen SoftTip sensor

OxiPen®



SpO_2 :

Stationaire Pulse Oximeter met directe data visualisatie.

- Groot grafisch display
- Geschikt voor neonaten tot volwassen
- Via software lange termijn O_2 data te bekijken op een PC
- Zowel met reusable als disposable sensoren te gebruiken

PulsiQuant P



ECG:

ECG holter voor draadloze online monitoring.
3, 6 of 12 afleidingen.

- Compact
- Eenvoudig in installatie en gebruik
- Alle metingen kunnen worden opgeslagen

CardiQuant**NIBP:**

Ambulante 24 uurs bloeddrukmeter.

- Tot 200 metingen met verschillende intervallen
- Batterijen werken tot 30 uur
- PhysioQuant-windows® documentatie software, eenvoudig in gebruik

PhysioQuant**NIBP + SpO₂:**

Bloeddruk en SpO₂ combi-station.

- Groot en duidelijk afleesbaar display
- Robuuste behuizing
- 3 Meetwaarden tegelijk, bloeddruk, hartslag en SpO₂

PhysioDesk

Voor informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice of raadpleeg onze website:
www.comcaremedical.com



ComCare Medical B.V.
Bokslee 3, 8447 CN Heerenveen
Postbus 711, 8440 AS Heerenveen
The Netherlands

T +31 (0)513 65 04 23
F +31 (0)513 65 04 16

E info@comcaremedical.com
W www.comcaremedical.com